

ASC 7400C

Contrôle d'intégrité Beta Conteneur



Tout type de conteneur
Facile d'utilisation
Résultat rapide

L'**ASC 7400C** est un instrument de contrôle d'intégrité pour les Beta Conteneurs utilisant la mesure par variation de pression.

Après avoir été remplis, les conteneurs sont manipulés, transportés, stockés puis à nouveau manipulés. Au cours de toutes ces opérations, le risque de créer un défaut d'intégrité est réel.

L'**ASC 7400C** permet de **s'assurer de l'intégrité** et donc la **stérilité** du contenu avant ouverture.

Compact, intuitif et simple de prise en main, l'**ASC 7400C** s'installe facilement et rapidement. Notre système de mesure haute précision garantit une validation rapide et claire de l'intégrité du conteneur.

Atouts

- **Confirmation d'intégrité** avant utilisation
- **Rapide** → Facile à implémenter dans un processus
- **Validation immédiate** des résultats grâce à notre fonction **Autotest**
- **Pièces Etalons Certifiées** pour la validation, qualification et vérification de routine

Tracabilité

- Consignation des résultats dans un rapport **PDF**
- Restitution via réseau
- **Conformité avec la 21 CFR – part 11 :**
 - Gestion des utilisateurs - droits d'accès
 - Rapport de lot format PDF
 - Audit trail

Accompagnement

- Accompagnement par les **spécialistes d'ASC Instrument**
- Paramétrage et mise au point par notre équipe Application
- Service de Qualification (QI/QO/QP)

Description du cycle

- Mise en place de l'outillage sur le conteneur
- Appuyer sur Start cycle
- Activation du scellage de l'outillage
- Dépressurisation
- Stabilisation
- Test (mesure de variation de pression)
- Autotest (validation de la mesure)
- Affichage des résultats (OK/NOK)
avec impression d'étiquette (optionnelle)
- Mise à l'atmosphère
- Retrait de l'outillage

Options et accessoires

- Port ethernet RJ45
- Port USB
- Imprimante d'étiquettes
- Connecteurs additionnels
- Pièces Etalons



- Fuites Etalons avec Certificat
- Lecteur de code barre/Datamatrix
- Verrine de résultats
- Desserte inox



Caractéristiques techniques

Dimensions

450 x 250 x 520 mm (LxHxP)

Poids

20 kg

Communication

Ecran tactile

Port Ethernet

Alimentation électrique

24 VDC/ 5 A

Alimentation secteur incluse (type ordinateur)
(100-240 VAC, 50-60Hz, avec terre)

Température

Fonctionnement : +15°C à +25°C

Stockage : 0°C - 60°C

ASC Instrument

Parc d'Activités des Bellevues
4 Avenue du Gros Chêne – Bât C
95610 Eragny-sur-Oise
FRANCE

Tel : +33 9 72 50 81 85

Email : contact@ascinstrument.com

Site : www.ascinstrument.com

